

**KOCATEQ**

## БЕСКОНТАКТНЫЕ ДЕЗИНФЕКТОРЫ ДЛЯ РУК KOCATEQ HS BIOPROTECT

Безопасность посетителей,  
как преимущество вашей  
компании



## ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ДЕЗИНФЕКТОР РУК?



### Снижение риска инфекционных заболеваний

Тактильный контакт с различными поверхностями является причиной распространения бактерий и вирусов. Дезинфектор — надежный метод защиты от болезней «грязных рук».



### Увеличение маркетингового эффекта

В современных реалиях более привлекательными для людей станут именно те торговые и развлекательные объекты, рестораны и учебные заведения, в которых предусмотрены простые и удобные меры безопасности для каждого посетителя.



### Повышение доверия к вашему бренду

Ещё один способ подчеркнуть статус и укрепить вашу репутацию. Вы покажете клиентам и сотрудникам, что ваша компания проявляет заботу современным и эффективным способом.




### Экономия средств и природных ресурсов

Дезинфектор кардинально снижает потребление расходных гигиенических материалов (моющие средства, салфетки, бумажные полотенца), сокращает энерго- и водопотребление, исключает образование отходов.

ДЕЗИНФЕКТОРЫ РУК КОСАТЕQ HS BIOPROTECT

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ




**Рестораны, кафе и fast-food**



**Торговые и развлекательные центры**



**Отели, офисы, фитнес, салоны красоты**



**Спорткомплексы и стадионы**



**ВУЗ-ы, школы, детские сады**



**Больницы и поликлиники**

ДЕЗИНФЕКТОРЫ РУК КОСАТЕQ HS BIOPROTECT

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД HS BIOPROTECT

## HS BIOPROTECT

Установка на столе или стене



## HS BIOPROTECT PRO

Установка на стене



Для использования внутри помещения

КОСАТЕQ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



220/1/50

0.02 кВт

17.5 x 25.2 x 52 cm

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



220/1/50

0.02 кВт

15 x 23.5 x 61 cm

## HS BIOPROTECT vs HS BIOPROTECT PRO



**HS BIOPROTECT**



**HS BIOPROTECT PRO**

Объём емкости для антисептика	1,6 л	1,5 л
Настраиваемое время подачи антисептика	нет	да
Регулировка чувствительности сенсора	да	нет
Настольная установка	да	нет
Настенная установка	да	да
Съёмный каплесборник	да	да
Шумоизоляция насоса	нет	да
Реле включения внешних устройств после дезинфекции рук	нет	да

ДЕЗИНФЕКТОРЫ РУК КОСАТЕQ HS BIOPROTECT

## ПРЕИМУЩЕСТВА

**Микрораспыление гарантирует полное покрытие поверхности рук**

**100% бесконтактное использование**

**Абсолютно безопасен для человека**

**Полное отсутствие отходов**

**Реле включения внешних устройств после дезинфекции рук, например, турникета, световой индикации и т.п.  
(model: HS BIOPROTECT PRO)**



**KOSATEQ**

## ПРАВИЛО ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК



- Дезинфектор срабатывает автоматически, как только кисти человека окажутся в камере.
- Аппарат снабжён форсунками, которые создают облако из микроскопических капель антисептика. Минимальный размер капель гарантирует проникновение в мельчайшие складки кожи и полное покрытие поверхности рук.
- В качестве антисептического препарата используйте негелевые немывльные вещества, уничтожающие бактерии и вирусы.

**За 1 секунду распыляется 0,8 мл жидкости**

**Продолжительность дезинфекции рук - 16 секунд**

ДЕЗИНФЕКТОРЫ РУК КОСАТЕQ HS BIOPROTECT

## АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ РУК

Поставка антисептиков в канистрах по 5 литров



**PROMETHEUS ENERGY PE-ss-5**

Содержание спирта 70%. ГОСТ 31696-2012



**РСГнн АНТИСЕПТОЛ**

Содержание спирта 70%. ГОСТ Р 58151.1-2018

ДЕЗИНФЕКТОРЫ РУК КОСАТЕQ HS BIOPROTECT

# КОНТАКТЫ



ПРАКТИКА (ООО «ФСТ оборудование»)

Москва, м.Калужская, Научный проезд, д.20

+7 (495) 921-39-86

[restoran.ru](http://restoran.ru)